

Konditionierung von Kleinkindern mit der LOOKYBOX

- Methode zur Audiometrie von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zu 2 Jahren
- Ideal zur spielerischen Ermittlung der Hörschwelle oder zur Überprüfung mit Hörsystemen
- Einfache Bedienung
- Anwendung in Klinik, Praxis oder bei Hörgeräteakustikern
- Kann sowohl mit Kopfhörern, als auch im Freifeld angewendet werden



Lookybox – Visual Reinforcement Audiometry – für Kleinkinder

› **VRA:** einfach, zuverlässig und kostengünstig. Ideal zur Ermittlung der Hörschwelle oder zur Überprüfung mit Hörsystemen von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zu 2 Jahren.

› **Vorteile:**

› Diese Methode der Verhaltensaudiometrie mit Konditionierung schließt die Lücke zwischen der Reflexaudiometrie bei Säuglingen und der Spielaudiometrie. Der Einsatz mit Konditionierung bewirkt eine Verbesserung der Reaktion des Kindes auf einen angebotenen akustischen Reiz.

› **Funktion:**

› In der Box befindet sich ein nicht sichtbares attraktives Spielzeug. Zur visuellen Belohnung wird die Box beleuchtet und das Spielzeug aktiviert. Die Bedienung erfolgt mit einer Fernbedienung oder über eine frei konfigurierbare Taste an der PC-Tastatur. Sie kann sowohl mit dem Kopfhörer, als auch im Freifeld angewendet werden.

› FRAGEN SIE AUCH NACH DEM VRA VIEWER für ältere Kinder

Technische Daten

- | | | |
|------------------|---|---------|
| ■ Lookybox: | MDF | Holzbox |
| | Kunststoffbeschichtet | |
| ■ Maße: | H (Höhe) 30 cm x 20 cm x 14 cm | |
| ■ Glas: | Plexiglas getönt, ca. 80% Absorption | |
| ■ Anschluss: | Netzanschluss 230V, mit ca. 2,5 m Zuleitung | |
| ■ Beleuchtung: | 2 x 20 Watt Halogenlampen | |
| ■ Fernbedienung: | Funk-Handsender, 868 Mhz | |
| ■ Animation: | Die Kuscheltiere sind auf einer Drehachse montiert und drehen sich um 45 Grad | |

