Conditionnement des enfants avec la LOOKYBOX

Visual Reinforcement Audiometry (VRA))

- Méthode de ROC à destination des enfants de 4 mois à 2 ans
- Idéal pour la détermination des seuils auditifs ainsi que pour l'évaluation des appareils auditifs de manière ludique
- Simple d'utilisation avec télécommande programmable
- Recommandé en service clinique, en cabinet ou centre audioprothésiste
- Possibilité d'utilisation avec un casque ou en champ libre



AURITEC GmbH
Dernauer Straße 12
D - 22047 Hamburg

Internet: www.auritec.de
Tel.: +49 (0)40-69 65 40-0
E-mail: mail@auritec.de

Visual Reinforcement Audiometry (VRA)

VRA: facile - fiable
Idéal pour la détermination des seuils auditifs ainsi que pour l'évaluation des appareils auditifs de manière ludique de l'âge de 4 mois à 2 ans.

Avantages:

Cette méthode d'audiométrie comportementale de renforcement visuel permet un conditionnement de l'enfant comblant les manques entre l'audiométrie réflexe chez les nouveau-nés et l'audiométrie ludiques chez les enfants. L'utilisation du conditionnement permet d'accroître la fiabilité des réactions de l'enfant à une stimulation auditive données.

Fonction:

Dans la boîte se trouve un jouet qui n'est pas visuellement attractif. La boîte s'allume et le jouet s'anime pour susciter l'intérêt visuel de l'enfant. L'activation s'effectue à distance via une télécommande comportant deux canaux ou par une touche configurable du clavier de l'ordinateur.

Il est possible d'utiliser la Lookybox avec un casque ou en champ-libre.

Caractéristiques techniques

- Lookybox: boîte en bois MDF recouverte de plastique
- Dimensions: 30 x 20 x 14 cm (H x L x P)
- Couleur: bois clair
- Plastique : Plexiglas à env. 80% d'absorption
- Alimentation : Raccordement au réseau 230V via câble de 2,5 m
- Éclairage: Lampes halogènes 2 x 20 Watt
- Télécommande: Radio à 2 canaux émetteur de poche, 868 Mhz
- Animation: ours dansant, autres personnages en préparation

