



Audiometer ear 3.0

Professionell für modernste Anwendungen
mobil oder integriert

AURITEC 



Audiometer ear 3.0

PC-gesteuertes modernes 2-Kanal-Audiometer

- Einfachste Installation mit Hilfe einer integrierten Soundkarte, die über USB mit dem Laptop verbunden wird und einer automatischen Installationsroutine
- Bereit für den Einsatz mit den Oldenburger Testverfahren (OLSA, OLKISA, OLKI, GÖSA, WAKO, modifizierter Freiburger und Lautheitsskalierung)
- Sprachverfahren, die auf CD vorhanden sind, können auf die Festplatte gespielt werden, um von dort aufgerufen zu werden
- Verbesserte Mobilität durch den optimalen Einsatz mit Laptop, stromunabhängigen Akkupak und Transportkoffer
- Frei gegeben für Windows xp und Windows 7



- Möglichkeit, Messergebnisse in der internen Datenbank zu speichern oder die Speicherung in der SQL-Datenbank Avantgarde

- Einsetzbar mit Laptop oder Desktop-Rechner, mobil wie fest integriert, verschiedene Lautsprecher zur Auswahl

- Modulare Bauweise, alle Optionen sind später nachrüstbar, z.B. auch die Hochtonaudiometrie

- Kostengünstige Wartung durch Verschicken der ear-Box; Leihgeräte können einfach angesteckt werden, dadurch ergibt sich kein Arbeitszeitverlust

- Ständige Weiterentwicklung, um den Bedürfnissen des deutschen Marktes gerecht zu bleiben

The logo for AURITEC, featuring the word "AURITEC" in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized orange arc that curves around the top right corner of the letters. The background of the logo area is a light blue grid with a white sine wave pattern.

AURITEC



AURITEC Medizindiagnostische Systeme GmbH

Dernauer Straße 12
D-22047 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-69 65 40-0
Telefax: +49 (0)40-69 65 40-10

E-Mail: ear3.0@auritec.de
Internet: www.auritec.de