

Weiterentwicklung für vielfältigen Einsatz

Kürzlich hat die Auritec GmbH das neue, weiterentwickelte digitale Ton- und Sprachaudiometer ear 3.0 vorgestellt. Überzeugen soll es als vollwertige Lösung für den stationären und mittels Akkupak auch mobilen Einsatz. Mit dem ear 3.0, das einfach zu installieren sein soll und nun über eine eingebaute Soundkarte verfügt, sind die Oldenburger Testverfahren nutzbar und jetzt auch die Ergebnisse unter Noah speicherbar. Das Noah-Messmodul wurde ebenfalls überarbeitet und sei dadurch nun einfacher in der Anwen-

dung. Zudem sei die Kombinierbarkeit mit Hörgerätemess- und Anpasssystemen verbessert worden, v. a. mit denjenigen von Audioscan, dem führenden Hersteller aus Nordamerika. Die modulare Bauweise des Gerätes ermögliche jederzeit eine Nachrüstung angebotener Optionen, z. B. Hochton-Audiometrie. Weitere Informationen unter www.auritec.de

zg