

Bildpräsentation AT969



- Zur Konditionierung der Kinder mit Bildern auf Flachbildschirm-Monitoren.
- Einfache Bedienung während der Ton und Sprachaudiometrie in Verbindung mit dem AT900.
- **NEU:** Es besteht auch die Möglichkeit, Videosequenzen abzuspielen.

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Dernauer Straße 12, 22047 Hamburg
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC

Bildpräsentation AT969

Die beiden TFT-Bildschirme befinden sich auf der rechten und der linken Seite des Kindertisches. Die Bilder werden vom AT900-Audiometer-PC präsentiert. Über eine Dual-Head Grafikkarte stehen zwei zusätzliche Videoausgänge für die Bildpräsentation zur Verfügung.

Mit einer speziell für die Konditionierung zugeschnittenen Software kann eine beliebige Anzahl von Bildern und Präsentationslisten zusammengestellt werden. Das Format der darstellbaren Bilder entspricht den gängigen Bildformaten (bmp, jpg). Es besteht auch die Möglichkeit, Videosequenzen abzuspielen (*).

Die Präsentation der Bilder auf dem rechten und linken Monitor wird standardmäßig mittels der Cursor-Tasten links und rechts auf der Audiometer-Tastatur oder durch eine optional lieferbare IR-Fernbedienung ausgeführt.



Technische Daten

1.0 Lieferumfang

- Zwei 15 " TFT Monitore incl. Halterung
- Dualhead-Grafikkarte
- Präsentations-Software Viewer 2.0 AT
- Mainzer Konditionierungsbilder
- Videoanschlusskabel
- Komplette Installation und Montage

1.1 Optional

- IR-Fernbedienung,
- serieller IR-Empfänger
- IR-Software