

AUDX I



- portables stand alone Handgerät zur Messung von OAE (**DPOAE** oder **TEOAE**)
- kurze Messdauer mit automatischem Messablauf (10 sec)
- Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Dernauer Straße 12, 22047 Hamburg
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC

AUDX I

- DPOAE- oder TEOAE-Messprotokolle für Neugeborene und Erwachsene
- Gesamtergebnis auf Display (PASS/REFER, keine Interpretation nötig), Anzeige von kompletten Testdetails bei Bedarf
- kurze Messdauer mit automatischem Messablauf (10 sec)
- 10 letzte Messungen im Speicher für jedes Messprotokoll mit automatischer Dokumentation von Testnummer, Messseite, Gesamtergebnis und Einzelergebnissen (PASS/REFER) für jeweiliges Frequenzband mit Angabe des jeweiligen Signal- und Störgeräuschpegels und deren Differenz
- automatische Kontrolle des akustischen Leckes
- automatische Kontrolle des SONDENSITZES
- automatische Kontrolle der SONDENVERSTOPFUNG
- On-Line Kontrolle der akustischen Artefakt-Überschreitungen
- Akku und Netzbetrieb (Li/Ion ohne „Memory Effects“)
- kein PC nötig
- einfaches Reinigen der Sonde ohne Zerlegung möglich, kein akustischer Filter nötig
- Modular nachrüstbare Bauweise