

echo-screen-TS



- Das preisgünstigste **TEOAE**-Einstiegssystem
- Einfache Benutzerführung
- Hohe Stabilität der Messung
- Kurze Messdauer

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Dernauer Straße 12, 22047 Hamburg
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC

echo-screen-TS

OAE-Screening: schnell, einfach, zuverlässig, kostengünstig und klinisch validiert. Nach wie vor stellt die Früherkennung von sprachrelevanten Hörstörungen eine der größten Herausforderungen der Medizintechnik dar. Die moderne, zeitoptimierte Technik des echo-screen TS prädestiniert das Gerät zum Einsatz im Hörscreening.

Die Vorteile des echo-screen TS

Unabhängigkeit vom Untersuchenden durch einfache Bedienung, Akkubetrieb und unkomplizierte Handhabung der zerlegbaren Sonde, Vermeidung von Fehlinterpretationen, zeitoptimierte Untersuchungsdauer und eine adaptive Artefaktkontrolle - all diese Vorteile erfüllen die Anforderungen an ein modernes Screening-Gerät und garantieren hohe Validität, Reliabilität und Kosteneffektivität.

Unterschiede zwischen echo-screen TS & echo-screen TDA

Das echo-screen TS ist ein TEOAE Screener, der die erste Stufe des Hörscreenings abdeckt. Das echo-screen TS ist "nur" auf TEOAE ausgelegt und kann nicht wie das modular aufgebaute echo-screen TDA mit einzelnen Modulen nachgerüstet werden.

echo-screen TS im Überblick

PASS/REFER Ergebnis nach strengen signalstatistischen Kriterien
Zerlegbare reinigungsfähige Sonde
Grafik LC-Display mit großem Schriftbild
Optimierte Artefakterkennung
Anzeige der Messqualität



Technische Daten

Das System besteht aus

- 1 Handgerät mit großem Display
- eine Batterie
- eine zerlegbare OAE Sonde
- 1 Prüfkörper zum Testen der Sonde
- Sortiment Ohrstöpsel
- Tragekoffer
- Bedienungsanleitung