

OAE-Screening- und Diagnosegerät: **Scout Sport**



- PC-gesteuertes OAE-Screening- und Diagnosegerät mit Sammel- und Analyse-Software
- Einfache Messdurchführung mittels moderner Bedienoberfläche
- Online Kontrolle von Artefaktüberschreitungen
- Freie Konfiguration von Diagnose-Protokollen möglich
- Ausführliche Darstellung der gemessenen Antworten

Das mobile klinische OAE-Gerät: **Scout Sport**

Moderne OAE-Technik

Das Scout Sport beinhaltet die Kombination DP-/TEOAE.

Das Scout Sport-Messmodul wird über ein USB-Schnittstellenkabel mit einem PC oder einem Laptop verbunden, auf dem die Mess- und Analysesoftware installiert ist.

Aufgrund der modernen Bedienoberfläche ist die Messdurchführung einfach.

Außerdem erhalten Sie eine grafische Kontroll-Darstellung der Reiz- und Messbedingungen, des Sondensitzes und evtl. akustischer Lecks.

Es ist möglich beliebig viele Messungen zu speichern und auszuwerten. Die Daten werden auch visualisiert.

Das System kann mit Netzteil oder mit Akku betrieben werden.

Es ist möglich die Sonde zu reinigen, ohne sie zu zerlegen; kein akustischer Filter ist notwendig.