

Die intelligente Lösung für Allergologie: **Rhinotest 2000plus**



- Rhinomanometer mit integriertem Versichertenkartenleser
- PC-Modul zur Erweiterung eines vorhandenen MEDICAL PC
- Benutzeroberfläche unter Windows
- Editierbare Liste der Allergene und Messtypen
- Generieren beliebig vieler Messreihen und Messungen

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Dernauer Straße 12, 22047 Hamburg
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC

Rhinomanometer: **Rhinotest 2000plus**

Die intelligente Lösung für Allergologie und HNO-Heilkunde, Rhinotest 2000plus bietet ein **selbsterklärendes, komfortables und zeitsparen-des Arbeiten** durch die Integration eines Versicherten-kartenlesers und die Anbindung an den PC zu. Die Oberfläche ist Ihnen schnell vertraut.

Sie können die Ergebnisse entweder über Ihr Netzwerk in Ihr Praxissystem übertragen oder Sie exportieren die Daten im Excel- oder Text-Format.

Sie können das System **selber konfigurieren:**

Neben der freien Vorgabe einer Standardmessung/ -messreihe können Sie zusätzlich beliebig viele Messreihen und Messungen generieren.

Einer der besonderen Vorteile des Rhinotest 2000plus ist die **editierbare Liste der Allergene** und Messtypen.

Technische Daten

Lieferumfang

- Rhinomanometer mit Versicherten-kartenleser
- serielles Schnittstellenkabel (1,8m),
- Software-CD in Buchbox
- Atemmaske für Erwachsene (Teilmaske Gr.5), Handbuch
- Installationsanleitung
- Rhino Nasendüsenatz komplett mit Schlauch
- 2 Paar Nasenoliven

Optional erhältlich

- Atemmaske Gr. 2 und 3
- USB/serieller Adapter
- Mindestkonfiguration Ihres PC(Notebook) CPU 700 MHz
- 128 MB Arbeitsspeicher
- HDD
- 1 x freier serieller Port (alternativ 1 x USB-Port mit Adapter)
- Betriebssystem Windows 98 SE
- VGA-Grafik ab 800x600