

FAST – Frequency-specific Animal Sound Test



- Fast-Test – der AAST-Test für Kinder ab 3 Jahren ohne ausreichende Sprachkompetenz
- Adaptives Verfahren zur schnellen Ermittlung der individuellen Hörschwelle im Hoch- und im Tieftonbereich
- Extrem einfache Bedienung
- Erfordert nur eine minimale Gedächtnisleistung

FAST – Frequency-specific Animal Sound Test

Der Fast-Test entspricht dem AAST-Test, jedoch werden statt der Worte Tierlaute verwendet, die den entsprechenden Bildern zugeordnet werden sollen.

Je zwei Tierlaute sind hochfrequent ($> 2\text{kHz}$) und tieffrequent ($< 2\text{kHz}$). Die Testauswertung liefert damit eine Einschätzung der Hörschwelle im Tiefton- und im Hochton-Bereich.

Die Auswertung des Fast4-Testverfahrens folgt dem gleichen Prinzip wie die Auswertung des AAST-Testes.