

Tympanometer GSI 39



- Das Tympanometer für die HNO Praxis
- Zuverlässige Mittelohrdiagnostik
- Extrem schnelle Messung, ideal für Screening
- Modulare Erweiterungsmöglichkeiten mit Reflexmessungen und 1000Hz Sondenton

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Dernauer Straße 12, 22047 Hamburg
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC

Tympanometer GSI 39

Das GSI 39 Tympanometer ist ein flexibles Gerät für die Praxis zur Messung der Mittelohrfunktion. Es erfüllt ihre heutigen und zukünftigen Ansprüche durch modulare Erweiterungsmöglichkeiten. Es ist in 3 verschiedenen Versionen erhältlich. Wählen Sie die Meßprogramme aus, die Sie heute benötigen und erweitern Sie Ihr Gerät, wenn sich Ihre Anforderungen in der Zukunft ändern. Je nach Ausstattung können die Tympanometrie und die Stapediusreflexe gemessen werden.

Zusätzlich kann jede Geräteversion mit 1 kHz Sondenton zur Messung der Tympanometrie bei Säuglingen bis zum Alter von 6 Monaten ausgestattet werden. Dies ist vorteilhaft, wenn es darum geht kleine Patienten mit einem „REFER“ beim Neugeborenen-Hörscreening zu überprüfen.

Technische Daten

Mitgeliefertes Zubehör

- Mess-Sonde (Standard 226 Hz oder Combo – 226 Hz und 1 kHz)
- Netzteil mit Netzkabel
- Test-Kavität
- Ohrstöpsel (Sonde) 6 Größen je 2 Stück
- Papier – 3 Rollen Thermopapier, 10,16 cm breit
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung
- Wandplakat (226 Hz)
- Ohrstöpsel (Kontra), 8 Größen je 4 Stück; nur Version 2 und 3
- Kontrahörer, nur Version 2 und 3
- TDH 39 Lufthörer, nur Version 3 und 4
- Ohrstöpsel 8 mm, 25 Stück, nur Combo Sonde
- Schulterband, nur Combo Sonde
- Sondenreinigungskit, nur Combo Sonde
- Wandplakat – 1 kHz, nur Combo Sonde