

AIRSTAR



Das Gerät **AIRSTAR** dient zur kalorischen Prüfung des Vestibularis-Organes mit Luft. Modernste Mikroprozessortechnologie ermöglicht eine einfache Bedienung, gewährleistet eine hohe Temperaturgenauigkeit und exakte Dosierung des Luftstromes.

Technische Daten

Netzspannung: 220 - 240 V~ / +/- 10 % / 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 100 W

Reiztemperaturen: 4 frei programmierbare Temperatureinstellungen z.B. 27 / 30 / 44 °C

Temperaturgenauigkeit: +/- 0,5 °C

Tiefste Temperatur: ca. 2 °C über Raumtemperatur

Luftmenge: 10 l / min.

Abmessungen: H x B x T 120 x 310 x 350 mm

Gewicht: 4,5 kg

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC