

# AQUASTAR



Das Gerät **AQUASTAR** dient zur kalorischen Prüfung des Vestibularis Organes mit Wasser. Modernste Mikroprozessortechnologie ermöglicht eine einfache Bedienung, sowie ein hohes Mass an Genauigkeit und# Patientensicherheit. asdfasdfadfadfsd

## Technische Daten

Netzspannung: 220 - 240 V~, +/- 10 %, 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 1500 W

Wassertemperaturen: 27 / 30 / 37 / 44 °C

Temperaturgenauigkeit: +/- 0,3 °C

Wasserdurchfluss: ca. 150 ml / min. (bei der Reizung 0,5 bar) , ca. 400 ml / min. (bei der Spülung 1,5 bar)

Wasseranschluss: G 3/4" Außengewinde (Zufluss), G 1/2" Außengewinde (Abfluss)

Abmessungen: H x B x T 102 x 295 x 350 mm

Gewicht: 6 kg

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH  
Tel.: 040 / 69 65 40 -0  
e-mail: [vertrieb@auritec.de](mailto:vertrieb@auritec.de)  
Internet: [www.auritec.de](http://www.auritec.de)

**AURITEC**