

## COOLSTAR



Das Gerät **COOLSTAR** ist zusätzlich zu den Funktionen des Luftkalorisators AIRSTAR mit einer aktiven Luftkühlung ausgestattet. Sie ermöglicht unabhängig von der Umgebungstemperatur eine Präsentation eines Kaltluftreizes von bis zu 5° Celsius.

### Technische Daten

Netzspannung: 220 - 240 V~, +/- 10 %, 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 100 W

Reiztemperaturen: 4 frei programmierbare , Temperatureinstellungen , z.B. 27 / 30 / 44 °C

Temperaturgenauigkeit. +/- 0,5 °C

tiefste Temperatur: 5 °C unabhängig von der Raumtemperatur

Luftmenge: 10 l / min.

Abmessungen: H x B x T 120 x 310 x 370 mm

Gewicht: 5,5 kg

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH  
Tel.: 040 / 69 65 40 -0  
e-mail: [vertrieb@auritec.de](mailto:vertrieb@auritec.de)  
Internet: [www.auritec.de](http://www.auritec.de)

**AURITEC**