

# Otoskop



- § Durch die Halogenbeleuchtung (2,5V) sowie die hochwertige Fiberoptik erhält man ein intensives, weißes, kreisförmiges Licht.
- § Im Einklang mit der 3-fachen Vergrößerungslupe (schwenkbar) und der Bestückung mit Alkali-Mangan Batterien (Alkaline) wird ein optimales Untersuchungsergebnis garantiert!
- § Bestehend ist das elegante Design, das ökonomische Taschenformat sowie der praktische Halteclip und der integrierte Ein-/Ausschalter.
- § Das Piccolight F.O. ist in vier attraktiven Farben lieferbar: rot, blau, schwarz und grün. Zum Lieferumfang gehören eine farblich passende Stofftasche und jeweils 10 Einmal-Ohrtrichter (2,5 und 4 mm).
- § Zum Betrieb werden zwei Mignon Alkaline Batterien (AA) benötigt
- § Abmessungen ca. 20x160x65 mm (D x H x T)