

SUBJEKTIVE VERTIKALE



Das Gerät **Vertitest** dient der Messung und Aufzeichnung der subjektiven Vertikalen. Auf einfachste und komfortabelste Weise kann der Untersucher mit der Anlage Störungen bei der Wahrnehmung der Vertikalen nachweisen und dokumentieren.

Technische Daten

Netzspannung: 230 V ~ +/- 10 % , 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 100 Watt

Abmasse: 280 x 300 x 70 mm (Länge / Breite / Höhe)

Gewicht: 2 kg

Laser Typ: Klasse 3 A

Leistung: 2,5 mW

Optional: PC Anforderung (min. Ausstattung) Pentium Computer
512 MB RAM , 40 GB HDD , VGA Karte, 1024 x 768, 16 Bit Farbe , PS/2 Mouse , 17" Monitor

Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP

Anschluß an den PC: über Difra NAC PCI Karte

Registriermöglichkeiten: subjektive Vertikale , subjektive Horizontale

Option: Netzwerkeinbindung

Auritec Medizindiagnostische Systeme GmbH
Tel.: 040 / 69 65 40 -0
e-mail: vertrieb@auritec.de
Internet: www.auritec.de

AURITEC