

Fernbedienung für die Kinderaudiometrie

- › Fernbedienung für die AT1000-PED Kinderaudiometrie Anlage
- › Anlagensteuerung auf der Kinderseite
- › Komfortables, ergonomisches Gehäuse mit geringem Gewicht
- › Einhändig und intuitiv bedienbar
- › Geräuscharmes Betätigen der Drucktasten
- › Steuerung der Audiometrie-Funktionen und des VRA Viewers wenn vorhanden
- › Versorgung durch Akku oder Batterien
- › Separates Ladegerät mit Wechsel-Akkus für permanente Einsatzbereitschaft



Fernbedienung für die Kinderaudiometrie

› Funktionen Audiometrie

- Lautstärkeregelung linker- und rechter- Kanal
- Mute Funktion für links / rechts
- Umschalten der Signaltöne links / rechts
- Frequenzregelung
- Messung bestätigen

› Funktionen VRA- Viewer

- Bild Wiedergabe links / rechts
- Vorheriges Bild wiederholen
- VRA- Viewer Pausieren

› Anzeige Display

- Aktiver Kanal
- Aktuelle Messfrequenz
- Lautstärke in dB

› Zusätzliche Funktionen

- Energiesparmodus mit einstellbarer Abschaltverzögerung
- Einstellbare Sprache (Deutsch, English)

Wir ermöglichen es der Audiometristin / dem Audiometrist, neben dem Kind zu sitzen und damit eine entspannte Atmosphäre während der Messung zu schaffen. Dies gibt die Möglichkeit zu reagieren, falls das Kind unkonzentriert ist oder die gestellte Aufgabe nicht verstanden hat.

Die Fernbedienung ist so klein, dass sie mit einer Hand bedient werden kann, ohne dass das Kind sie wahrnimmt.

Indem nicht nur die Audiometrie-Funktionen sondern auch die VRA über die Fernbedienung gesteuert werden kann, ist eine ganze Messung auch mit den kleinsten Patienten durch nur eine einzige Person möglich.

Ein geräuscharmes Betätigen der Drucktasten stört die Konzentration der kleinen Patienten nicht!

Technische Daten

Datenübertragung

- Bluetooth
- Kommunikation mit Audiometrie- Software oder VRA- Viewer
- Max. 10m Reichweite

Eingabe

- 14 Tasten Folientastatur
- Optimale Positionierung für intuitive Bedienung

Anzeige

- LC- Display
- Anzeige des Verbindungsstatus u. der wichtigsten Informationen

Betriebsdauer

- 16h

Ladedauer

- Max. 2h

Maße

- Länge: 12 cm, Breite: 6 cm, Höhe: 3,5 cm

Gewicht

- Max. 200g

Im Lieferumfang enthalten

- Fernbedienung Remote
- USB Bluetooth Adapter für PC /Audiometer inkl. Betriebsanleitung und Treiber
- 2x Akku 750mAh
- 2x Wechsel- Akku 750mAh
- Akku Ladegerät für 2 Zellen inkl. Betriebsanleitung, 230V- Ladekabel und KFZ- Ladekabel
- Bedienungsanleitung Fernbedienung
- Software: Remote Konfiguration & VRA-Steuerung

